



*innowacyjny żel kolagenowy
na nieuszkodzoną skórę*

WYRÓB MEDYCZNY

1. Co to jest wyrób medyczny RatuŻel i w jakim celu się go stosuje?

RatuŻel to żel kolagenowy przeznaczony do stosowania miejscowego – na nieuszkodzoną skórę.

Przeznaczenie wyrobu:

- oparzenia pierwszego stopnia, rumień słoneczny;
- zmiany spowodowane niską temperaturą;
- podrażnienia po goleniu lub depilacji;
- podrażnienia po zabiegach dermatologiczno-estetycznych, w tym zabiegach laserowych, peelingach, dermabrazji, mezoterapii bezigłowej;
- podrażnienia po radio- lub chemioterapii;
- wysuszenie i ścieńczenie skóry spowodowane miejscowym stosowaniem niektórych leków (np. sterydów).

Wyrób można stosować również na powierzchowne zmiany skórne (np. wypryski, odczyny po ukąszeniach, zmiany zapalne i swędzące), rozstępny, blizny (w tym blizny pooperacyjne) oraz skórę wokół rany.

Wyrób medyczny RatuŻel zalecany jest także do skóry wrażliwej (np. wokół oczu, okolice intymne), atopowej, suchej lub zrogowaciałej (ręce, stopy) oraz w profilaktyce odleżyn.

Wyrób może być stosowany pod makijaż.

Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie.

2. Jak działa wyrób medyczny RatuŻel?

Działanie wyrobu oparte jest na wyjątkowych właściwościach żelu kolagenowego, który:

- głęboko nawilża i tworzy wilgotną barierę, która chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, reguluje zawartość wody nawet w najgłębszych warstwach naskórka oraz wspomaga regenerację skóry podrażnionej i zmienionej chorobowo;
- dzięki polimerowej strukturze tworzy elastyczną warstwę ochronną, która izoluje i chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą podrażniać i nasilać objawy;
- łagodzi zaczerwienienia, podrażnienia, stany zapalne i świąd;
- działa kojąco i zmniejsza odczucie gorąca towarzyszące oparzeniom;
- zmiękcza, ujędnia, wygładza i wzmacnia skórę.

Regularne stosowanie żelu poprawia wygląd skóry oraz wydłuża okres remisji zmian.

3. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego RatuŻel

Żel przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego, miejscowo na nieuszkodzoną skórę.

Badania nad cytotoksycznością żelu oraz testy pod kątem reakcji alergicznych i podrażnień skóry nie wykazały w tym obszarze jakichkolwiek przeciwwskazań do stosowania wyrobu.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników żelu, owoce morza lub białka rybie. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu oraz skonsultować się z lekarzem.
- **Nie stosować żelu na otwarte, niezagojone rany, uszkodzoną skórę i błony śluzowe.**
- **Nie stosować na powierzchnię uszkodzonej skóry objętej zakażeniem.**

Środki ostrożności:

- Nie zaleca się stosować wyrobu medycznego RatuŻel na obszar skóry, na który wcześniej zaplikowano inny preparat (np. lek). Na zaaplikowany wyrób RatuŻel nie należy nakładać innych preparatów zawierających leki (w tym antybiotyki, sterydy). Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego wyrobu u osób stosujących leki dermatologiczne lub inne preparaty na skórę.
- Przed zastosowaniem wyrobu u dzieci poniżej 3. roku życia należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Unikać kontaktu z oczami ze względu na ryzyko podrażnienia. W razie dostania się żelu do oczu, należy je przemyć dużą ilością wody lub soli fizjologicznej.
- Nie polykać.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub widoczne są ślady wcześniejszego otwarcia.

Stosowanie podczas ciąży i karmienia piersią:

Przed zastosowaniem wyrobu w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje:

Brak danych na temat oddziaływania tego wyrobu z lekami czy innymi wyrobami medycznymi, dlatego przed aplikacją wyrobu RatuŻel nie należy stosować leków lub wyrobów medycznych na ten sam obszar skóry, za wyjątkiem soli fizjologicznej lub wody.

Działania niepożądane:

RatuŻel jest dobrze tolerowany i brak jest danych o działaniach niepożądanych po jego zastosowaniu. W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Uwaga:

- RatuŻel to wyrób niesterylny.
- Ze względów higienicznych to samo opakowanie wyrobu nie powinno być użytkowane jednocześnie przez inne osoby.
- Zużyty lub przeterminowany wyrób należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyrobów medycznych i ich pozostałości nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć wyroby, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

4. Jak stosować wyrób medyczny RatuŻel?

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe zastosowanie wyrobu medycznego RatuŻel.

Należy umyć ręce przed zastosowaniem wyrobu.

Wyrób RatuŻel należy stosować wyłącznie na czystą skórę.

Przed nałożeniem żelu zaleca się zwilżyć skórę wodą lub solą fizjologiczną, aby ułatwić rozprowadzenie żelu na skórze i zapewnić optymalne działanie.

Niewielką ilość żelu nanieść równomiernie na skórę, najlepiej wilgotną, a następnie delikatnie wmasować kolistymi ruchami.

Na początku stosowania żel może działać ściągająco na skórę. Z czasem skóra ulega wysyceniu i produkt nie powoduje efektu ściągającego.

Nałożenie zbyt dużej ilości preparatu może powodować jego łuszczenie.

Stosować **2-3 razy** dziennie.

Po użyciu szczelnie zamknąć opakowanie.

5. Jak przechowywać wyrób medyczny RatuŻel?

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 2 – 25°C.

Chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła. Nie zamrażać.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu opakowania (butelka, tuba) – wyrób należy zużyć w ciągu 3 miesięcy. Zanotować datę otwarcia na opakowaniu.

6. Inne informacje

Składniki wyrobu medycznego RatuŻel:

kolagen rybi (tropokolagen), woda oczyszczona, kwas mlekowy, fenoksyetanol, kwas benzoesowy, kwas dehydrooctowy.

Nie zawiera SLS, SLES, parabenów, substancji zapachowych i barwników.

Jak wygląda wyrób medyczny RatuŻel?

RatuŻel to żel barwy jasnoszarej do beżowej, z dopuszczalną opalizacją, o charakterystycznym rybitym zapachu.

Dostępne warianty opakowań:

- butelka z tworzywa sztucznego typu Airless z pompką dozującą – zawierająca 15, 30, 50, 100 lub 200 mL żelu;
- tuba aluminiowa z nakrętką – zawierająca 15, 30, 40, 50 lub 100 mL żelu;
- tuba laminatowa z zamknięciem typu flip-top – zawierająca 15, 30, 40, 50, 100 lub 200 mL żelu;
- 50 lub 100 jednorazowych saszetek – zawierających po 3 mL lub 4 mL żelu.



WYRÓB MEDYCZNY

Data wydania instrukcji: listopad 2020

OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU



Zajrzyj do Instrukcji używania



Przechowywać w temperaturze pomiędzy 2°C a 25°C



Chronić przed światłem słonecznym



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Użyć przed (termin ważności)



Numer serii



Wytwórca



Wyrób niesterylny



Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń
tel. 68 38 67 777
rcz-zbaszyn.pl

Dystrybutor:

Klinika Kolagenu Sp. k.
ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń
klinikakolagenu.pl